

## DIAGNOSTIKAPPARATER FÖR PRIMÄRVÅRDEN

### Audiometer



Vi säljer audiometrar lämpliga för primärvården från flera olika tillverkare, MAICO, Sibelmed, Entomed och nu senaste tillskottet som presenteras utförligare på nästa sida, Amplivox.



Entomeds SA 201 är nog den modell som är vanligast förekommande i primärvården, och den har kommit i en ny uppdaterad version som är byggd med den modernaste tekniken, ytmonterade komponenter och blyfria lödningar, med dess miljömässiga fördelar. För mer information om våra olika modeller får ni gärna ringa oss, eller besöka vår hemsida.

### Tympanometer



Tympanometrar har vi också från flera olika tillverkare. MAICO och Grason-Statler och vår senaste modell, Otowave från Amplivox, se nästa sida.



Vissa av modellerna kan kombineras med audiometer vilket kan vara en fördel på den mindre mottagningen med begränsat utrymme för alla apparater man "måste" ha.

Tympanometri är ett viktigt hjälpmedel vid diagnostik, men kanske främst efterkontroll av otiter. Kontakta oss, eller vår hemsida, för att se vårt utbud.

### Spirometer



Spirometrar har vi från den spanska tillverkaren Sibelmed. Spirometri är ett viktigt hjälpmedel när man skall diagnostisera Astma- och KOL-patienter, och följa upp deras behandling och sjukdomsutveckling. Även här har vi flera olika modeller för att kunna möta just ert behov.



### Sinuitdiagnostik med ultraljud



Vi kan även leverera ultraljudsinstrument för sinuitdiagnostik. Sinuscan 201 är ett instrument som ger en säker och kostnads-effektiv sinuitundersökning.


### Nyheter hos JHE MedTech AB Januari 2011:

Handhållen tympanometer och screeningaudiometer från Amplivox.

#### Otowave 102




från Amplivox är vårt senaste tillskott i Tympanometerfamiljen. Det är en liten handhållen screeningtympanometer som passar alldeles utmärkt både på den lilla privatmottagningen och på en större enhet. Kan också mäta stapediusreflex IPSI-lateralt. Denna funktion går lätt att välja bort i inställningsmenyn. Den låga vikten, endast 380 gram, och den medföljande bärväskan gör den enkel att ta med sig t.ex. vid hembesök hos vårdtagare. Liten portabel termoskrivare finns som tillbehör.



#### Amplivox 116



Denna screeningaudiometer passar utmärkt för t.ex. en distriktssköterska som ibland tar med audiometern hem till vårdtagarna, men även inne på mottagningen. Den väger endast 655 gram och levereras med en bärväska där alla tillbehör som hörtelefoner, audiogramblock mm. får plats. Den kan även fås för batteridrift och kan utrustas med dämpande kåpor för hörtelefonerna så att man med bättre noggrannhet kan utföra hörseltester utan att behöva ha tillgång till en hörselbur eller ett ljuddämpat rum.



### Service och Kalibrering



I vår serviceverkstad kan vi utföra all den service som krävs enligt gällande standarder, lagar och praxis. Vi har en klimatanläggning som ser till att vi håller oss inom de gränser för temperatur, luftfuktighet, störande bakgrundsljud och lufttryck som standarden tillåter för att kalibrera audiometrisk utrustning.

Kalibrering skall göras årligen, där man mäter upp apparatens prestanda i form av ljudnivåer och förvrängningen av tonen, för tympanometrar mäter man vilket tryck pumpen avger mm. Detta kräver avancerad mätutrustning, som finns på vår verkstad.

Genom att teckna ett service/kalibreringsavtal med oss riskerar ni inte att glömma bort denna årliga kalibrering. Vi kallar in er apparatur en tid innan det är dags. Kunder som tecknat ett sådant avtal får dessutom viss rabatt på andra serviceåtgärder som utförs i samband med kalibreringen, men även om oturen skulle vara framme mellan de årliga kalibreringstillfällena.

Kontakta oss, eller besök vår hemsida för mer information.