

# Intelli-Mixer RM-2/Duo-Mix®

## Blodvipper



### Intelli-Mixer RM-2

Intelli-Mixer er en lydløs og enkel blodvender for blod eller andre biologiske væsker i ulike rør som settes i rørholderen. Den håndterer ulike programmer og sikrer dermed nøyaktige resultater og reproducerbarhet for blandingene.



### Duo-Mix®

Multifunksjonsmikser som standardiserer blandeprosessen av blod eller andre biologiske væsker. Forskjellige utforminger av rør kan tilpasses i en rekke stativadaptere. Mikroprosessoren i Duo-Mix styrer ulike programmer og blandingshastigheter. Riktig blanding oppnås ved blanding i 5 minutter.

#### TEKNISKE DATA

<b>Prøverør:</b>	Passer til alle typer vacuumrør
<b>Standard:</b>	18 holdere til senkningsrør (MS) 9 holdere til 5-7 ml 9 holdere til 10 ml rør
<b>Tilpasset:</b>	Kan tilpasses ditt behov. Det er også mulighet for å sette inn en 24 mm holder som passer de fleste kontrollflasker som skal mikses
<b>Hastighet:</b>	Variabel fra 10 til 30 omdr./min.
<b>Størrelse:</b>	32,4 x 17,7 x 16,8 cm
<b>Vekt:</b>	1,6 kg

#### TEKNISKE DATA

<b>Prøverør:</b>	Passer alle typer
<b>Standard:</b>	20 plasser til senkningsrør 20 plasser til 5-7,5 ml rør 2 plasser reagensglass /kontrollglass
<b>Størrelse:</b>	28 x 16 x 15 cm
<b>Vekt:</b>	1,6 kg

#### Miksevariasjoner:

Kontinuerlig 360° rotasjon.	Rotasjon med stopp i 2 sekunder ved 120° og 270°.
Rotasjon med stopp hver 180° i 3 sekunder.	Risting med vibrasjon.

#### Miksevariasjoner:

Kontinuerlig 360° rotasjon.	Rotasjon med stopp i 2 sekunder ved 120° og 270°.
Rotasjon med stopp hver 180° i 3 sekunder.	Risting med vibrasjon.

Art.nr.	Artikkel	Ant. pr.pk.
057010	Blodvippe Intelli-Mixer	1

Art.nr.	Artikkel	Ant. pr.pk.
057015	Blodvippe Duo-Mix	1