




Entomed

ViVRA

Det moderna VRA-systemet för hörseltest av mindre barn.



Systemet består av två bildskärmar som monteras till höger och vänster om testpersonen, i anslutning till där respektive högtalare är placerad.

I en separat dator har man programvaran och styr utifrån barnets respons på ljudstimulit, som presenteras från den audiometer man använder, om barnet skall få sin belöning i form av en videosekvens ur t.ex. Byggare Bob, Teletubbies eller någon annan passande video.

Dator och kontrollskärm ingår inte i systemets pris, men levereras normalt tillsammans med systemet eftersom det är vissa krav på datorn som måste vara uppfyllda för att det skall fungera med de delade skärmarna.

Systemet har använts sedan 2001 på Audiologiska avdelningen vid Bispebjergs sjukhus i Danmark och sedan 2014 på Lunds Universitetssjukhus (3 system) och på Sjukhuset i Kristianstad.

Svensk återförsäljare:
Entomed MedTech AB

Storgatan 7
233 31 Svedala
040-481140

info@entomedmedtech.se
www.entomedmedtech.se