

Svedala 2017-12-01

Information om E·A·RTone™ instickstelefoner för audiometri.

Då E·A·RTone™ 3A och 5A inte längre uppfyller gällande elsäkerhetskrav inom EU får dessa inte säljas till "normala" användare.

De får därför bara säljas till personer/institutioner som sysslar med forskning inom relevant område.

De produkter som berörs är följande:




E·A·RTone™ 3A



E·A·RTone™ 5A

Anledningen är att man, om man drar ut kabelkontakten ur själva hörtelefonen är det möjligt att komma åt kontaktstiften, som kan vara strömförande.



Kontaktstiften till E·A·RTone™ 3A och E·A·RTone™ 5A



Kontaktstiften till ER3C

Den produkt som ersätter dessa två utgående produkter är ER3C från samma tillverkare, Etymotic Research, som har beröringsfria kontaktstift på kabeln.



ER3C

ER3C finns normalt som lagervara hos oss. Kalibreringsdata är samma för samtliga E·A·RTone™ 3A, E·A·RTone™ 5A och ER3C.

Vi är distributör av E·A·RTone™ och ER3C i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Artikelnummer för ER3C:

Med 2 st ¼" monokontakter: 30-1000-11

Med 1 st ¼" stereokontakt: 30-1000-36