

Audiometri



För hörselundersökningar är det självklara valet för företagshälsövarlden en Entomed SA 202 audiometer. Detta är den enda audiometern som har koppling till de flesta journalprogrammen vilket eliminerar risken för felaktiga inmatningar till journalen. Vidare är den mycket lätt att använda, med endast ett fåtal knapptryckningar för att starta den automatiska testen. För företagshälsö-
vårdsenheter utan dessa journalprogram har vi även andra lämpliga audiometrar. Kontakta oss för mer information!

Ljudmiljön

Om man har för mycket störande ljud där man gör hörseltester finns det all anledning att satsa på en hörselbur. Detta möjliggör att man ofta kan testa ända ner till 0 dB HL, vilket ökar kvaliteten på hörselmätningen. S-40 från Sibelmed dämpar från c:a 25 dB vid 250 Hz upp till över 45 dB vid frekvenserna kring 6000 Hz, där de intressantaste frekvenserna för att upptäcka bullerskador finns. Denna hörselbur finns i flera olika storlekar så det går nästan alltid att hitta en modell som passar mottagningen.

Italienska PUMA är vår andra hörselbursleverantör. Finns i ett flertal olika modeller, med såväl olika storlekar som olika hög dämpning. Puma har burar som lämpar sig för mottagningen som inte behöver dämpa så mycket ända upp till hörselklinikernas behov där man kan få burar med dämpning ända upp till 80 dB vid 1000 Hz.

Skulle man trots allt inte ha plats för en hörselbur finns det alternativ. Man kan t.ex. använda en annan typ av hörtelefon. Antingen en som omsluter örat på samma sätt som en hörselkåpa, eller så kan man använda E-A-RTone instickstelefoner, som placeras i hörselgången. Dessa är dessutom ett mycket starkt alternativ för företagssköterskan som besöker sina kundföretag, och därför inte har möjligheten att styra, eller ha koll på, ljudnivån på samma sätt som på den egna mottagningen. Engångspropparna som man sätter i hörselgången är dessutom ett mycket starkt hygieniskt argument. Glöm inte otoskopi innan engångspropparna förs in i hörselgången för att se att hörselgången är fri!

Spirometri och Tympanometri

Vi har även spirometrar från spanska Sibelmed. Både bordsmodeller och en handhållna modell som är förvånansvärt kraftfull och fylld med finesser.



För enheter som även hanterar flyg- och/eller dykmedicin har vi även tympanometrar, t.ex. Sentiero från tyska PATH Medical, en modell som försvarshälsan i Karlskrona valt för sina undersökningar av ubåtspersonal och dykare.

Vi ställer ut vid vårmötet i Linköping 25-27 april!



Otoskopi

En hörseltest bör alltid föregås av en otoskopiundersökning av hörselgången för att kontrollera att testpersonen inte har någon vaxpropp eller annat som hindrar testsignalerna. Vi kan leverera engångs örtrontrattar till ett flertal olika otoskop, i praktiska förpackningar om 250 st. Vi har trattar som passar till otoskop från Heine, Welch-Allyn, Kawe och Riester. Levereras i kartong om 4 st. 250-pack (1000 trattar) till det facila priset av 495:-. Säljes även lösa 250-pack, men då till ett lite högre styckpris. Kontakta oss för information om vilken tratt som passar till Era otoskop. I vissa fall krävs en "originaltratt", och det kan vi naturligtvis också leverera till de flesta modeller, dock inte till samma låga pris.



Vi skickar gärna provexemplar på såväl trattar som munstycken.

Service och Kalibrering

Om Ni har en audiometer från Entomed, GSI 66 eller SA 202 är det naturliga valet av servicepartner **Entomed MedTech AB** eftersom vår serviceingenjör har arbetat med dessa produkter i över 20 år. Vår mångåriga erfarenhet från service av Entomedes produkter garanterar er en god och kompetent service av dessa audiometrar. Vi är den enda **Auktoriserade** serviceverkstaden för Entomedes produkter i Sverige.



Vi har naturligtvis även fullservice gällande reparationer och kalibrering av audiometrar och annan utrustning från andra tillverkare, och med vår mångåriga erfarenhet borgar detta för att Ni även framöver med gott samvete kan meddela Era kunder/patienter, och Er kvalitetsansvarige, att har spårbarhet gällande underhållet av Era apparater.

Genom att teckna ett kalibreringsavtal med oss riskerar Ni inte att glömma bort när det är dags för den årliga kalibreringen. Vi skickar ut en kallelse till årlig kalibrering några veckor innan!

Kontakta oss för mer information om kalibrerings- och serviceavtal.

Audiometrikurs

Om ni går in på vår hemsida under sidan www.entomedmedtech.se/utbildningar.htm så hittar ni mer information om våra kursalternativ

Ni kan även ringa oss, eller skicka e-post till info@entomedmedtech.se och ange "Audiometrikurs" i ämnesraden så kontaktar vi er för att diskutera Er utbildningsbehov.

Den 20 mars håller vi nästa kurs på Scandic Crown i Göteborg. Anmälan senast den 16 februari. Nästa kurstillfälle är den 10 april på Scandic Continental i Stockholm. Anmälan till Stockholm senast 2 mars. Minsta antal deltagare 15 st, vid färre ställs detta kurstillfälle in. Högsta antal är 20 deltagare för att de praktiska övningarna skall bli så effektiva som möjligt.

PS. Du såg väl vår annons i Företagssköterskan nummer 4/2017?

