

KERN MCC Stolvåg

Ergonomiskt optimerad stolvåg godkänd som medicinteknisk produkt



Funktion:

- Verifierad enligt klass III
- Godkänd som en medicinsk anordning enligt 93/42/EEC
- Rörlig version, med särskilt bekväma låsningsbara bromsar på två hjul
- Med sina fyra hjul ger denna stolvåg maximal rörlighet att föra vågen till patienten. Detta säkerställer mer effektiv användning av tid för klinik och personal. Med större säkerhet för patienten, vägs enkelt patienten i deras bekanta miljö.
- Med denna hjul konstruktion kan du enkelt förflytta vågen lättare över trösklar och kanter. Två av hjulen kan låsas individuellt och säkert
- Denna stolvåg är det idealiska mätinstrument för äldreboende, rehabiliteringscenter och kliniker med massor av patienter. Med enkelhet hanterar och vägs överviktiga personer som väger upp till 250 kg.
- För bräcklig och svag patient, erbjuds en bekväm stols design med en säker, sits vid en säker vägning.
- Två vikbara armstöd och fotstöd gör att överföringar från /till stol enklare. Idealisk för överviktiga patienter där armstöd ibland kan vara ett hinder. Underlättar också t. ex. vid förflyttningar från en säng till vågen.
- Ergonomiskt placerade bärhandtag
- Data Hold-funktion: När vägnings värdet förblir oförändrat, kommer automatiskt värdet att "frysas" i displayen i 10 sek. Detta ger tillräckligt med tid att avläsa vikten i lugn och ro.
- BMI-funktion för att fastställa normal vikt / övervikt.
- Hög upplösning på avläst värde

Teknisk specifikation:

- Praktiska nätadapter påse på baksidan av stolen, där nätadapter (extern) levereras som standard
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med siffror höjd 25 mm
- Mått display BxDxH 200x128x55 mm
- Dimensioner BxDxH 625x990x985 mm
- Laddningsbart internt batteri med drifttid ca. 40 h utan bakgrundsbelysning. Laddningstid ca. 12 tim
- Nettovikt ca. 22 kg



Model	Weighing range	Readout	Verification value	Mandatory by law	
				Verification	
KERN	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	M	
MCC 250K100M	250	0,1	0,1	965-129	